


Itpk1 Rabbit Pab - Q13572

품목 번호: CM0025819



소개

인간 ITPK1에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체, WB 및 ELISA에서 검증됨, 마우스 및 래트와 교차반응.

이노시톨 인산염 대사, 세포자멸사, 네크로프토시스 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ITPK1 Rabbit pAb
비고/별칭	ITRPK1; ITPK1
종	인간
유전자 ID (인간)	3705
유전자 ID	3705
면역원	인간 ITPK1의 아미노산 185-414 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질 (NP_055031.2)
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13572
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백