

Jab1/Csn5/Cops5 토끼 다클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - Q92905

품목 번호: CM0022270



소개

인간 JAB1/Csn5/Cops5(COP9 시고나좀 서브유닛 5)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 유비퀴틴 접합 및 데네드화 경로 연구를 가능하게 합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	JAB1/Csn5/Cops5 토끼 pAb
비고/별칭	CSN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/Csn5/Cops5
종	인간
유전자 ID (인간)	10987
유전자 ID	10987
면역원	인간 JAB1/Csn5/Cops5 (NP_006828.2)의 아미노산 1-334에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q92905
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스 팩