

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Jak2 토끼 다클론 항체 - O60674

품목 번호: CM0016063



소개

인간 JAK2를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. JAK/STAT 신호 전달 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JAK2 토끼 다클론 항체
비고/별칭	JTK10; JAK2
종	인간
GeneID (인간)	3717
GeneID	3717
면역원	인간 JAK2(NP_004963.1)의 아미노산 933-1132에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O60674
단백질 분자량	131kDa
배송	아이스팩