

Wb 및 Elisa용 Jnk3 토끼 단클론 항체 - P53779

품목 번호: CM0003495



소개

JNK3/MAPK10을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응하며 스트레스 활성화 신호 전달, 신경 세포 사멸 및 일주기 리듬 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	JNK3 토끼 mAb
비고/별칭	JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK
종	인간
유전자 ID (인간)	5602
유전자 ID	5602
면역원	인간 MAPK10 (P53779)의 아미노산 350-450 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P53779
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스백