

K33 연결 특이적 폴리우비퀴틴 토끼 다클론 항체 (Wb, Db, Elisa용)

품목 번호: CM0000043

소개

K33 연결 특이적 폴리우비퀴틴 사슬을 인식하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블랏, 닛 블랏, ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트 샘플과 교차 반응합니다. 유비퀴틴 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	K33 연결 특이적 폴리우비퀴틴 토끼 다클론 항체
유전자ID (인간)	7314
면역원	합성 펩타이드
유래	토끼
카테고리	기타 변형 항체
적용 분야	WB, DB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
배송 방식	아이스 팩