

K48-결합 특이적 폴리유비퀴틴 토끼 폴리클로날 항체 (Wb, Dot Blot, Elisa용)

품목 번호: CM0000033

소개

웨스턴 블롯, 도트 블롯 및 ELISA에 적합한 K48-결합 특이적 폴리유비퀴틴 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 쥐, 래트 및 광범위한 종과 반응할 것으로 예측됩니다. 유비퀴틴-프로테아좀 경로 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	K48-결합 특이적 폴리유비퀴틴 토끼 pAb
유전자 ID (인간)	7314
면역원	폴리유비퀴틴화된 단백질(K48 결합)을 포함하는 서열에 대응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	기타 변형 항체
적용 분야	WB, DB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
배송	아이스백