

K48-Linkage Specific Ubiquitin Rabbit Mab - P0Cg47

품목 번호: CM0005308



소개

이 토끼 단일클론 항체는 인간 샘플에서 K48 연결 폴리우비퀴틴 사슬을 특이적으로 검출합니다. WB, IF/ICC 및 ELISA 어플리케이션에 적합합니다. 표적 단백질의 분자량은 약 26kDa (UniProt P0CG47)입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	K48-linkage Specific Ubiquitin Rabbit mAb
비고/별칭	HEL-S-50; K48-linkage Specific Ubiquitin
종	인간(Human)
유전자 ID	7314
면역원	합성 펩타이드 - 유비퀴틴 단백질(K48 연결)을 포함하는 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
어플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P0CG47
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)