

K6-연결 특이성 폴리유비퀴틴 토끼 다클론 항체 (Pab) | 유비퀴틴 경로 연구용 Wb, Db, Elisa

품목 번호: CM0000048

소개

K6-연결 폴리유비퀴틴 사슬에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 닷 블롯 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스와 랫트와 교차 반응합니다. IVD 검사 개발 및 연구에서 유비퀴틴 연결 특이적 검출에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	K6-연결 특이성 폴리유비퀴틴 토끼 pAb
유전자ID (인간)	7314
면역원	폴리유비퀴틴화 단백질(K6 연결)을 포함하는 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	기타 변형 항체
적용 분야	WB, DB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
배송 방식	아이스백