

Dot Blot 및 Elisa 적용을 위한 K63-연결 특이적 폴리우비퀴틴 토끼 폴리클론항체

품목 번호: CM0000059

소개

이 토끼 폴리클론항체는 K63-연결 폴리우비퀴틴화 단백질을 특이적으로 인지하며, dot blot 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트 및 기타 종과의 광범위한 교차반응이 예상됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	K63-연결 특이적 폴리우비퀴틴 토끼 pAb
GeneID (Human)	7314
면역원	폴리우비퀴틴화 단백질(K63 연결)을 포함하는 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	기타 변형 항체
적용	DB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위 예측)
배송	아이스백