

Kbtbd3 Rabbit Pab - Np_081238.2

품목 번호: CM0023149

소개

KBTBD3 Rabbit pAb는 마우스 KBTBD3의 재조합 단편에 대해 토끼에서 생산된 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간에 대한 교차 반응성을 보입니다. 유비퀴틴화 및 신경생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KBTBD3 Rabbit pAb
비고/별칭	Bklhd3; 2200003A07Rik; KBTBD3
종	마우스
유전자 ID (인간)	143879
유전자 ID (마우스)	69149
면역원	마우스 KBTBD3 (NP_081238.2)의 아미노산 410-607에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산지	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백