

Kbtbd7 Rabbit Pab - Q8Wvz9

품목 번호: CM0027819

소개

KBTBD7 Rabbit pAb은 WB 및 ELISA용 다클로날 항체로, 인간 KBTBD7을 표적으로 하며 마우스 및 래트와 교차 반응성을 나타냅니다. RAC1 신호 전달, 유비퀴틴화 및 세포골격 조절을 조사합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KBTBD7 Rabbit pAb
비고/별칭	KBTBD7
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	84078
유전자 ID	84078
면역원	재조합 단백질 인간 KBTBD7 (NP_115514.2)의 아미노산 475-684에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	Q8WVZ9
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)