


Kcnc1 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa 용) - P48547

품목 번호: CM0025424



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 KCNC1 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 쥐에서 넓은 반응성을 보입니다. 빠른 발화 뇌 뉴런에서 빠른 재분극에 중요한 전압의존성 칼륨 채널 KCNC1(Kv3.1)을 검출합니다. 신경과학 및 이온 채널 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KCNC1 토끼 pAb
비고/별칭	KV4; EPM7; NGK2; KV3.1; KCNC1
종	인간
유전자ID (인간)	3746
유전자ID	3746
면역원	인간 KCNC1 (NP_004967.1)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P48547
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백