

Wb, Elisa용 Kcnj3 토끼 Pab - P48549

품목 번호: CM0027722

소개

인간 KCNJ3 (GIRK1)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. G 단백질 활성화 내향 정류 칼륨 채널 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KCNJ3 토끼 pAb
비고/별칭	KGA; GIRK1; KIR3.1; KCNJ3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3760
GeneID	3760
면역원	합성 펩타이드 인간 KCNJ3 (NP_002230.1)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P48549
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백