


Kcnk9 다클론 항체 (토끼), Wb·elisa용 - Q9Npc2

품목 번호: CM0029373



소개

고품질 인간 유래 KCNK9 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 신경 흥분성 및 호르몬 조절에 관여하는 pH 민감성 칼륨 채널인 KCNK9에 대해 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 신경과학 및 이온 채널 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KCNK9 토끼 pAb
비고 / 별칭	KT3.2; TASK3; BIBARS; K2p9.1; TASK-3; TASK32; KCNK9
종	인간
유전자ID (인간)	51305
유전자ID	51305
면역원	합성 펩티드: 인간 KCNK9 (NP_001269463.1)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NPC2
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스 팩