


Wb, Elisa용 Kcnmb2 토끼 다클론 항체 - Q9Y691

품목 번호: CM0016967



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스 및 랫드에 반응하는 KCNMB2 토끼 다클론 항체입니다. BK 채널 베타-2 소단위를 표적으로 하여 KCNMA1 칼륨 채널의 불활성화를 조절합니다. 신경 및 신장 조직의 이온 채널 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KCNMB2 토끼 pAb
비고/별칭	KCNMB2
종	인간
유전자 ID(인간)	10242
면역원	인간 KCNMB2의 아미노산 68~194번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_005823.1).
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9Y691
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스팩