


Kcnu1 토끼 다클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - A8Myu2

품목 번호: CM0014840



소개

인간 KCNU1(Slo3/KCa5)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, ELISA에서 검증되었으며 랫트와 교차 반응합니다. 정자 능력 획득 및 생식력에 핵심적인 고환 특이 칼륨 채널을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KCNU1 토끼 pAb
비고/별칭	KCa5; Slo3; KCNMCI; KCa5.1; Kcnma3; SPGF79; KCNU1
종	인간
GeneID (인간)	157855
GeneID	157855
면역원	인간 KCNU1(NP_001027006.2)의 아미노산 920-1149 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫트
SWISS	A8MYU2
단백질 크기	130kDa
배송 방식	아이스 팩