

Wb 및 Elisa용 Kd 검증 항-Abca6 토끼 다클론 항체 - Q8N139

품목 번호: CM0020664

소개

인간 ABCA6을 표적으로 하는 KD 검증 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스 및 랫드에서 교차 반응성을 나타냅니다. ABCA6은 골지체에 국소화된 추정 대식세포 지질 수송체입니다.

[자세히 알아보기](#)

명칭	값
제품명	[KD 검증] ABCA6 토끼 다클론 항체
비고/별칭	EST155051; [KD 검증] ABCA6
종	마우스
GeneID (인간)	23460
GeneID	23460
면역원	합성 펩타이드 인간 ABCA6(NP_525023.2)의 아미노산 1518-1617 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8N139
단백질 분자량	184kDa
배송	아이스백