

[Kd 검증] Anti-Acsl4 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60488

품목 번호: CM0007060

소개

KD 검증된 ACSL4 특이 재조합 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯(WB), IF/ICC, IHC-P, ELISA용. 인간, 마우스 및 랫트 ACSL4를 검출. 페로프토시스 및 지방산 대사 연구의 핵심 도구.

자세히 알아보기

매개변수	설명
제품명	[KD 검증] ACSL4 Rabbit mAb
비고/별칭	ACS4; FACL4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63
종(Species)	Human
GeneID (Human)	2182
GeneID	2182
면역원(Immunogen)	인간 ACSL4 유래 합성 펩타이드
원천(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	O60488
단백질 분자량	79 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)