

[Kd 검증됨] Wb, Elisa용 Anti-Acss2 Rabbit Polymab® - Q9Nr19

품목 번호: CM0002540

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 검증된 anti-ACSS2 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 랫트 ACSS2를 인식합니다. 세포질 아세틸-CoA 대사, 오토파지, 및 발암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 사항
제품명	[KD 검증됨] ACSS2 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	ACS, ACSA, ACAS2, ACECS, AceCS1, dJ1161H23.1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	55902
GeneID	55902
면역원	합성 펩타이드; 인간 ACSS2 (Q9NR19)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9NR19
단백질 크기	79 kDa/80 kDa
배송	아이스 팩