


[Kd 검증됨] Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Adar1 토끼 단일클론 항체 - P55265

품목 번호: CM0011550



소개

이 [KD 검증됨] 재조합 토끼 단일클론 항체는 인간 ADAR1(P55265, 136 kDa)을 표적으로 합니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. RNA 편집 및 선천성 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] ADAR1 토끼 mAb
비고/별칭	DSH; AGS6; G1P1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	103
유전자 ID	103
면역원(Immunogen)	인간 ADAR1 (NP_001102.3)의 아미노산 610-810에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P55265
단백질 분자량	136kDa
배송(Shipping)	아이스백