

Kd 검증된 Anti-Atf1 토끼 단일클론 항체 (Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용) - P18846

품목 번호: CM0011458

소개

KD 검증된 인간 ATF1 (TREB36, EWS-ATF1) 표적 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 전사 조절, 세포 증식 및 스트레스 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] ATF1 토끼 mAb
비고/별칭	TREB36; EWS-ATF1; FUS/ATF-1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	466
GeneID	466
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P18846
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)