

[Kd 검증 완료] Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항-Atg7 토끼 단일클론 항체 - O95352

품목 번호: CM0003628

소개

웨스턴 블롯, IHC-P, IP, ELISA용으로 KD 검증된 항-ATG7 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 ATG7(~78 kDa)을 검출합니다. 자가포식 및 미토파지 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] ATG7 토끼 mAb
비고/별칭	GSA7; [KD 검증 완료] ATG7
종	인간
유전자 ID (인간)	10533
면역원	합성 펩타이드 인간 Atg7(Apg7) (O95352)의 아미노산 1-100 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
유래	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95352
단백질 분자량	78 kDa
배송 방식	아이스백