

[Kd 검증됨] Wb, If/Icc, Elisa용 안티-오로라 B 래빗 단일클론 항체 - Q96Gd4

품목 번호: CM0004060



소개

WB, IF/ICC, ELISA 응용에 적합한 신뢰할 수 있는 [KD 검증됨] 안티-오로라 B 래빗 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 오로라 키나제 B를 검출합니다. 유사분열, 염색체 분리 및 세포질 분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] 오로라 B 래빗 단일클론 항체
비고/별칭	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; [KD 검증됨] 오로라 B
종	인간
GeneID (인간)	9212
GeneID	9212
면역원	합성 펩타이드 인간 오로라 B (NP_004208.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96GD4
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백