

[Kd 검증] Western Blot, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Bcl-2 Rabbit Monoclonal Antibody - P10415

품목 번호: CM0002068



소개

Western Blot, IHC-P, IP, ELISA에 검증된 고품질성 [KD 검증] Bcl-2 rabbit monoclonal antibody입니다. 예측 분자량 26 kDa의 인간 및 마우스 Bcl-2를 인식합니다. 세포사멸 및 자가포식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증] Bcl-2 Rabbit mAb
비고/별칭	Bcl-2; PPP1R50
종	인간
GeneID (인간)	596
GeneID	596
면역원	인간 Bcl-2 (P10415)의 아미노산 1-211 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P10415
단백질 분자량	26 kDa
배송	아이스백