


Wb, Elisa용 Kd 검증 항-Bub1 단클론 항체 - O43683

품목 번호: CM0006775



소개

인간 BUB1에 대한 KD 검증 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 유사분열 중 방추체 조립 체크포인트와 염색체 정렬에 필수적입니다. 인간과 교차 반응합니다. 단백질 분자량 ~115-122 KDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] BUB1 토끼 mAb
비고/별칭	BUB1A, BUB1L, hBUB1, MCPH30, KD 검증 BUB1
종	인간
유전자 ID (인간)	699
면역원	인간 BUB1의 아미노산 1-150번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_004327.1)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O43683
단백질 분자량	115 KDa / 120 KDa / 122 KDa
배송	아이스 팩