

[Kd 검증 완료] Wb, Elisa용 항카제인키나제 2 알파(Csnk2A1) 토끼 단클론 항체 - P68400

품목 번호: CM0003795



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 항카제인키나제 2 알파 토끼 단클론 항체입니다. 세포 주기, 세포 사멸, 전사 및 DNA 복구 경로의 핵심 키나아제인 인간 CSNK2A1을 표적으로 합니다. 연구용이며 진단에는 사용할 수 없습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	[KD 검증 완료] 카제인키나제 2 알파(CSNK2A1) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CKII, Cka1, Cka2, CK2A1, OCNDS, [KD 검증 완료] 카제인키나제 2 알파(CSNK2A1)
종	인간
GeneID (인간)	1457
GeneID	1457
면역원	합성 펩타이드
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P68400
단백질 분자량	45 kDa
배송 방식	아이스백