

[Kd 검증 완료] Wb용 항-Cat1 토끼 다클론 항체 - P30825

품목 번호: CM0028158

소개

웨스턴 블롯과 ELISA 응용 분야에서 검증된 고친화성 양이온성 아미노산 수송체 1(CAT1/SLC7A1) 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스 CAT1을 검출합니다. 수송체 및 바이러스 수용체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] CAT1 토끼 pAb
비고/별칭	ERR; ATRC1; CAT-1; HCAT1; RECIL
종	인간
유전자ID (인간)	6541
유전자ID	6541
면역원	인간 SLC7A1 (NP_003036.1)의 아미노산 200-300 영역 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P30825
단백질 분자량	68kDa
배송 방법	아이스 팩