


[Kd Validated] Anti-Ccnt1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, If/Icc, Elisa - O60563

품목 번호: CM0007726



소개

전사 연장에 필수적인 인간 Cyclin T1 (CCNT1)에 대한 검증된 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IP, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 전사 및 HIV 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD Validated] CCNT1 Rabbit mAb
비고 / 별칭	CCNT; CYCT1; HIVE1
종	인간(Human)
Gene ID (인간)	904
Gene ID	904
면역원	인간 Cyclin T1 (NP_001231.2)의 아미노산 621-720 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IP, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O60563
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스백