

[Kd 검증됨] Anti-Cd98/Slc3A2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P08195

품목 번호: CM0005096



소개

KD 검증된 인간 CD98/SLC3A2 (4F2hc) 표적 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, FC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 아미노산 수송, 인테그린 신호 전달 및 바이러스 침투에 필수적입니다. 암 및 감염 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] CD98/SLC3A2 Rabbit mAb
비고/별칭	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC; CD98/SLC3A2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6520
GeneID	6520
면역원	인간 CD98/SLC3A2 (NP_002385.3)의 아미노산 206-630에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P08195
단백질 크기	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)