

[Kd 검증] Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cox Iv 토끼 다클로날 항체 - P13073

품목 번호: CM0019735



소개

이 토끼 다클로날 항체는 사람 사이토크롬 c 산화효소 소단위 IV(COX IV)를 표적으로 하며, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응하며, 미토콘드리아 전자 전달 및 산화적 인산화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] COX IV 토끼 pAb
비고/별칭	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1; [KD 검증] COX IV
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	1327
GeneID	1327
면역원	사람 COX IV (NP_001852.1)의 아미노산 23-98에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	P13073
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백