


[Kd 검증됨] Wb/If/Ihc용 Anti-Crebbp Rabbit Monoclonal Antibody - Q92793

품목 번호: CM0009257



소개

Knockdown 응용에 검증된 신뢰할 수 있는 rabbit monoclonal CREBBP 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에서 human, mouse, rat CREBBP를 검출합니다. UniProt: Q92793.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] CREBBP Rabbit mAb
비고/별칭	CBP; RSTS; KAT3A; MKHK1; RSTS1
종	Human
GeneID (Human)	1387
GeneID	1387
면역원	human CREBBP (NP_004371.2)의 아미노산 2343-2442에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	Rabbit
범주	Monoclonal Antibodies
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q92793
단백질 분자량	265kDa
배송	아이스백