


[Kd 검증됨] Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cyb5R3 토끼 단일클론 항체 - P00387

품목 번호: CM0005014



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 인간 CYB5R3 (DIA1/B5R)를 타겟팅하는 KD 검증 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 34kDa 단백질. 대사 및 적혈구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] CYB5R3 토끼 mAb
비고/별칭	B5R; DIA1
종	인간
GeneID (인간)	1727
면역원	인간 CYB5R3 (NP_000389.1)의 아미노산 27-301 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P00387
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스팩