

[Kd 검증] Anti-Dec1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - O14503

품목 번호: CM0007310

소개

Human DEC1 (BHLHE40)를 타겟으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅(Western blot) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 생체 리듬, 전사 및 연골 세포 분화 연구를 위해 설계되었습니다. SWISS: O14503.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[Kd 검증] DEC1 Rabbit mAb
비고/별칭	DEC1; HLHB2; BHLHB2; Clast5; SHARP2; STRA13; Stra14; SHARP-2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (human)	8553
면역원(Immunogen)	Human DEC1 (NP_003661.1)의 아미노산 121-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	O14503
단백질 분자량	46 kDa
배송(Shipping)	아이스백