

Wb, Ip, Elisa용 Kd 검증된 항-Dnmt1 토끼 단클론 항체 - P26358

품목 번호: CM0003731



소개

인간 DNMT1을 표적으로 하는 KD 검증 재조합 토끼 단클론 항체입니다. WB, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. DNA 메틸화, 후성유전적 유전 및 암 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	[KD 검증됨] DNMT1 토끼 mAb
비고/별칭	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsa1; [KD 검증됨] DNMT1
종	인간
유전자 ID (인간)	1786
유전자 ID	1786
면역원	합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P26358
단백질 분자량	183kDa
배송	아이스백