


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Kd 검증 항-Dync1H1 단일클론 항체 - Q14204

품목 번호: CM0009089



소개

인간 DYNC1H1을 표적으로 하는 KD 검증 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 세포질 다이닌 중쇄 1에 특이적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] DYNC1H1 토끼 mAb
비고/별칭	p22; DHCL; DNCL; DYHC; HL-3; CMT20; DHCLa; DNCH1; DNECL; Dnchc1; CDCBM13; SMALED1
종	인간
GeneID (인간)	1778
GeneID	1778
면역원	인간 DYNC1H1의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001367.2).
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q14204
단백질 분자량	532kDa
배송	아이스팩