

[Kd 검증] Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Echs1 단일클론 항체 - P30084

품목 번호: CM0010178



소개

[KD 검증] WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 ECHS1 토끼 mAb. 인간, 마우스, 랫트 ECHS1을 인식. 재조합 면역원; 지방산 산화 및 신경 퇴행성 연구에서 에노일-CoA 수화효소를 타겟팅합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증] ECHS1 토끼 mAb
비고/별칭	SCEH; mECH; mECH1; ECHSID
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	1892
면역원(Immunogen)	인간 ECHS1 (NP_004083.3)의 아미노산 28-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P30084
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백