


[Kd 검증] 웨스턴 블롯(Wb), If/Icc, Elisa용 항-Egfr 래빗 폴리마브(Polymab®) - P00533

품목 번호: CM0005827



소개

웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA용 [KD 검증] 재조합 래빗 모노클로날 EGFR 항체입니다. 암 및 신호 전달에 관여하는 주요 수용체 타이로신 키나아제인 인간 EGFR과 반응합니다. 종양학 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] EGFR 래빗 폴리마브(PolymAb®)
비고/별칭	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; 상피세포 성장인자 수용체
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1956
면역원(Immunogen)	인간 EGFR 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	모노클로날 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P00533
단백질 분자량	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)