

[Kd 검증] Anti-Eif4E Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P06730

품목 번호: CM0023617



소개

인간 eIF4E(번역 개시 인자)에 대한 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 eIF4E와 반응. 캡 의존적 번역 및 mRNA 수출 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	[KD 검증] eIF4E Rabbit pAb
비고/별칭	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; 4E
종	인간
GeneID (Human)	1977
GeneID	1977
면역원	합성 펩타이드; 인간 eIF4E (NP_001959.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06730
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백