

[Kd 검증 완료] Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Erk1 다클론 항체 - P27361

품목 번호: CM0013511



소개

[KD 검증 완료] 인간 ERK1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. MAPK/ERK 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] ERK1 토끼 pAb
비고/별칭	ERK1, ERT2, ERK-1, PRKM3, P44ERK1, P44MAPK, HS44KDAP, HUMKER1A, p44-ERK1, p44-MAPK, K1
종	인간
유전자 ID	5595
면역원	인간 ERK1(NP_002737.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P27361
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스팩