


[Kd 검증됨] Wb, Ihc-P, Elisa용 페리틴 경쇄(Ftl) 토끼 단일클론 항체 - P02792

품목 번호: CM0002011



소개

인간 페리틴 경쇄(FTL)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며; 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 철 항상성 및 신경 퇴행성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] 페리틴 경쇄 토끼 mAb
비고/별칭	LFTD; NBIA3; 페리틴 경쇄
종	인간
유전자 ID (인간)	2512
유전자 ID	2512
면역원	재조합 단백질 인간 페리틴 경쇄(NP_000137.2)의 아미노산 1-175에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P02792
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스 팩