

[Kd 검증] Wb, Fc, Elisa용 Anti-Fgfr3 폴리클로날 항체 - P22607

품목 번호: CM0019096



소개

인간 FGFR3 (P22607)를 타겟으로 하는 KD 검증된 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로팅, 유세포 분석, ELISA에 적합합니다. FGFR3는 수용체 티로신 키나제로서 골격 발달 및 암 발생에서 중요한 역할을 하므로 중요한 연구 대상입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증]FGFR3 Rabbit pAb
비고/별칭	FGFR3; ACH; CD333; CEK2; HSFGR3EX; JTK4; 섬유아세포 성장 인자 수용체 3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2261
GeneID	2261
면역원	인간 FGFR3 (NP_000133.1)의 아미노산 23-375에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P22607
단백질 분자량	75kDa/85kDa/87kDa/88kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)