

[Kd 검증 완료] Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Galc 토끼 단클론 항체 - P54803

품목 번호: CM0006996

소개

인간 갈락토세레브로시다제(GALC)에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 GALC(~77 kDa)를 검출합니다. 리소좀 축적병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] GALC 토끼 mAb
비고/별칭	GALC; 갈락토세레브로시다제
종	인간
GeneID (인간)	2581
GeneID	2581
면역원	인간 GALC (NP_000144.2)의 아미노산 40-300번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P54803
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스팩