

[Kd 검증] Western Blot, Elisa용 Anti-Glucose-6-Phosphate Isomerase Rabbit Mab - P06744

품목 번호: CM0010683



소개

인간 glucose-6-phosphate isomerase (GPI)를 표적으로 하는 KD 검증 완료된 토끼 단일클론 항체입니다. 해당 항체는 해당과정에 관여하며, 사이토카인 AMF 및 뉴롤류킨 NLK로 기능합니다. Western Blot (WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증] glucose-6-phosphate isomerase Rabbit mAb
비고/별칭	AMF; NLK; PGI; PHI; GNPI; SA36; SA-36; [KD 검증] glucose-6-phosphate isomerase
종	인간
유전자 ID	2821 (인간)
면역원	인간 Glucose 6 phosphate isomerase (P06744)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P06744
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스백