

Kd 검증 완료 Anti-Gm130 토끼 단클론 항체 (Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용) - Q08379

품목 번호: CM0010632



소개

웨스턴 블롯, 면역형광, IHC, ELISA에 사용 가능한 KD 검증 완료 GM130 (GOLGA2) 표적 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 종을 검출하며 골지체 및 세포 분열 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] GM130 토끼 단클론 항체
비고/별칭	GM130; DEDHMB
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	2801
유전자 ID	2801
면역원	제조합 단백질 인간 GM130 (NP_004477.3)의 아미노산 20-300번에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q08379
단백질 분자량	113kDa
배송 방식	아이스백