

[Kd 검증] Anti-Gpld1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P80108

품목 번호: CM0020054

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 [KD 검증] GPLD1 토끼 폴리클론항체로, 인간 및 마우스 GPLD1(~92kDa)을 인식합니다. GPI 앵커 절단 및 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] GPLD1 Rabbit pAb
비고/별칭	PLD; GPIPLD; PIGPLD; GPIPLDM; PIGPLD1; [KD 검증] GPLD1
종	인간
유전자 ID (인간)	2822
면역원	인간 GPLD1 (NP_001494.2)의 아미노산 24-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P80108
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스백