


[Kd 검증됨] Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Gpx4 다클론 항체 - P36969

품목 번호: CM0022677



소개

[KD 검증됨] GPX4에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 페로토티스 및 산화 스트레스 연구에 필수적입니다. 22kDa 단백질입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] GPX4 토끼 pAb
비고/별칭	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; GPX4
종	인간
GeneID (인간)	2879
GeneID	2879
면역원	재조합 단백질[GPX4 (NP_002076.2)의 아미노산 74-197에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P36969
단백질 분자량	22kDa
배송 방식	아이스 팩