

Kd 검증된 Anti-Hnrnpa2B1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P22626

품목 번호: CM0026205



소개

인간 HNRNPA2B1에 대한 KD 검증 토끼 폴리클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에 적합; 인간, 마우스, 래트와 반응. RNA 프로세싱, 운반 및 선천면역 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증] HNRNPA2B1 Rabbit pAb
비고/별칭	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1; B1
종	인간
유전자 ID (인간)	3181
유전자 ID	3181
면역원	인간 HNRNPA2B1 (NP_112533.1)의 아미노산 150-250에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P22626
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백