


[Kd 검증됨] Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hsp90B1 Rabbit Monoclonal Antibody - P14625

품목 번호: CM0008758



소개

HSP90B1 (GRP94)를 타겟으로 하는 KD 검증된 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블랏(Western blot), IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 사람, 쥐, 랫트와 반응합니다. 소포체(ER) 샤페론 기능 및 Wnt/TLR 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] HSP90B1 Rabbit mAb
비고/별칭	ECGP; GP96; TRA1; GRP94; HEL35; HEL-S-125m
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	7184
GeneID	7184
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 HSP90B1 (NP_003290.1)의 아미노산 616-715 내부 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P14625
단백질 분자량	92kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)