


Wb 및 Elisa용 Kd 검증 항IL13 단클론 항체 - P35225

품목 번호: CM0006451



소개

사람 IL13에 대한 KD 검증 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 재조합 면역원 (아미노산 25-146). 사람 IL13을 인식합니다. 알레르기성 염증 및 면역 반응 연구에 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증] IL13 토끼 mAb
비고/별칭	P600; IL-13; [KD 검증] IL13
종	사람
유전자 ID	3596
면역원	사람 IL13의 아미노산 25-146에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_002179.2)
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	P35225
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백