

[Kd 검증됨] Anti-Integrin Alpha 5 (Itga5/Cd49E) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P08648

품목 번호: CM0007158



소개

사람 Integrin alpha-5 (ITGA5/CD49e)를 표적으로 하는 KD 검증된 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 확인되었습니다. 피브로넥틴 수용체 및 세포 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e) Rabbit mAb
비고/별칭	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; [KD 검증됨] Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e)
종	사람 (Human)
유전자 ID	3678
면역원	사람 Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4)의 아미노산 42-995에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	P08648
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)